

CORPULS^{3/1}

02

Zubehör und Verbrauchsmaterial

CORPULS CPR

24

Zubehör und Verbrauchsmaterial

L2R

26

Lernplattform



HANS PETER ESSER



TECHNIK, DIE DAS HERZ BEWEGT.

www.defi-esser.de

MONITORING

Zubehör und Verbrauchsmaterial



**EKG-PAPIER CORPULS³
VE = 10 ROLLEN**

Papierlänge: 22 m
Papierbreite: 106 mm

ARE0033



**EKG-KABEL 4-POL. 2,0M CORPULS³
UND CORPULS¹ INKL. KABELRECHEN**

EKG-Patientenkabel für 6 simultane
EKG-Ableitungen: I, II, III, aVR (-aVR), aVL, aVF

ARE0024



**EKG-KABEL 6-POL.
CORPULS³**

EKG-Kabel für die Ableitungen V1-V6 (C1-C6). Das Kabel kann nur in Verbindung mit dem EKG-Kabel 4-pol. benutzt werden (Art.-Nr. ARE0024). Zur Ableitung eines simultanen 12-Kanal-EKG

ARE0027



**KABELRECHEN FÜR EKG-KABEL
(EINTEILIG)**

zur Vermeidung von Knoten im EKG-Kabel. Für EKG-Kabel 4-pol. und 6-pol. werden insgesamt 8 Stück benötigt

RE0350



**CORPATCH EASY ERWACHSENE
DEFI.-/STIM.-ELEKTRODEN MIT KABEL**

Elektroden können zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt werden

ARE02001



**CORPATCH EASY (KLEINKINDER/NEONATEN)
DEFI.-/STIM.-ELEKTRODEN MIT KABEL**

Elektroden können zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Kleinkindern/Neonaten eingesetzt werden

ARE02101



**CORPATCH EASY PRE-CONNECTED
CORPULS¹/CORPULS³ TYP SLIM**

Vorkonnetzte Elektroden können zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt werden

ARE1520



**EKG-ELEKTRODEN
ERWACHSENE**

Verpackungseinheit 50 Stück
Einmalelektroden zur EKG-Ableitung beim Erwachsenen

HA22

MONITORING

Zubehör und Verbrauchsmaterial



EKG-ELEKTRODEN KINDER

Verpackungseinheit 50 Stück
Einmalelektroden zur EKG-Ableitung beim Kind
(Abb. ähnlich)

HA2205


**EKG-KABEL 4-POL. ADAPTERKABEL
FÜR NEUGEBORENE/KLEINKINDER**

zum Anschluss von Spezial-EKG-Klebeelektroden,
z. B. Ambu BlueSensor NF

ARE0025


**SCHUTZFOLIE DISPLAYEINHEIT
CORPULS^{3/1}**

schützt zusätzlich vor Schmutz und Beschädigungen,
durchsichtig

**CORPULS³ – ARE1105
CORPULS¹ – ARE1546**


**GEBRAUCHSANWEISUNG CORPULS^{3/1}
DEUTSCH, GEBUNDENE FORM IM RINGORDNER**

Bedienerhandbuch komplett in Farbe

**CORPULS³ – ARE0900
CORPULS¹ – ARE1524
CORPULS CPR – ARE3120**


**ELEKTRODENEINSCHUBSCIENE
CORPULS³**

Halteschiene zur Befestigung der corPatch easy
Defi-/Stim.-Elektroden an der Defieinheit

RE0662


**TRAGEGURT MIT TASCHE FÜR
DEFIBRILLATOR-/SCHRITTMACHEREINHEIT**

bequeme Lösung, um das Gerät über der Schulter
zu tragen; Für Typ SLIM ohne Abbildung

**DEFIMODUL TYP STANDARD – ARE0903
DEFIMODUL TYP SLIM – ARE0907**


**ZUBEHÖRTASCHE TYP PAX SW/SW
FÜR DIE PATIENTENBOX**

bietet viel Platz und ist einfach zu reinigen und
desinfizieren. Sie ist mit zwei Reißverschlüssen
auf beiden Seiten ausgestattet

ARE0032

CORPULS^{3/1}

Zubehör und
Taschen


**ZUBEHÖRTASCHE TYP PAX XXL SW/SW
FÜR DIE PATIENTENBOX**

bietet zusätzlichen Platz und ist einfach zu reinigen
und desinfizieren. Sie ist mit drei Reißverschlüssen
auf beiden Seiten ausgestattet

ARE00325


**ZUBEHÖRTASCHE PAX RECHTS, SCHWARZ
FÜR DEFIBRILLATOR-/SCHRITTMACHEREINHEIT**

sollten Sie keine Paddel nutzen, kann diese
Tasche in der Halterung befestigt werden
Achtung: Evtl. Umbau erforderlich!

**ZUBEHÖRTASCHE RECHTS – ARE00313
ZUBEHÖRTASCHE LINKS – ARE00312**



**ZUBEHÖRTASCHE PAX CORPULS³ FÜR
DEFI-MODUL TYP SLIM**

zur Unterbringung der Defibrillationselektroden

RE0926



ZUBEHÖRTASCHE (EKG) CORPULS¹, RECHTS

zur Unterbringung des EKG-Kabels

ARE1540



ZUBEHÖRTASCHE (SPO2) CORPULS¹, LINKS

zur Unterbringung der SpO2-Kabel

ARE1543



**KORDEL FÜR REISSVERSCHLUSS
ZUBEHÖRTASCHE PAX (PATIENTENBOX)**

zur Nachrüstung Ihrer Taschen

ARE00315



SPO₂ ZWISCHENKABEL – MASIMO SET – MIT SUB-D STECKER CORPULS³

wird für den Anschluss der verschiedenen Patientensensoren verwendet

ARE0036



SPO₂ ZWISCHENKABEL – MASIMO RAINBOW – AUF SUB-D CORPULS³/CORPULS¹

wird für den Anschluss der verschiedenen Patientensensoren verwendet

ARE0037



SPO₂ ZWISCHENKABEL – MASIMO RAINBOW – TYP SPO₂, SPCO, SPMET CORPULS³/CORPULS¹

wird für den Anschluss der verschiedenen Patientensensoren verwendet

ARE0038



SPO₂ FINGERSENSOR – MASIMO – MIT SUB-D STECKER CORPULS³/CORPULS¹

der am häufigsten Verwendung findende Sensor ist der wiederverwendbare Fingersensor für Erwachsene und Kinder mit einem Körpergewicht > 30 kg

ARE0041



SPO₂ FINGERSENSOR KINDER 10-50 KG – MASIMO – MIT SUB-D STECKER CORPULS³/CORPULS¹

wiederverwendbarer Kindersensor mit kleinerer Sensoröffnung

ARE0044



SPO₂ FINGERSENSOR – MASIMO RAINBOW – TYP SPO₂, SPCO, SPMET CORPULS³/CORPULS¹

spezieller Sensor zur Messung von SpO₂, SpCO und SpMet, wiederverwendbar.

Achtung:
Nur nutzbar an dafür freigeschalteten Modulen!

ARE0043



SPO₂ FINGERS. KINDER – MASIMO RAINBOW – TYP SPO₂, SPCO, SPMET CORPULS³/CORPULS¹

spezieller Sensor für Kinder zur Messung von SpO₂, SpCO und SpMet, wiederverwendbar

Achtung:
Nur nutzbar an dafür freigeschalteten Modulen!

ARE00435



SPO₂ EINWEGSENSOR NEONATEN MASIMO < 3 KG-ZEH > 40 KG-FINGER SUB-D CORPULS³/CORPULS¹

Einwegsensoren mit breitem Einsatzspektrum

ARE0060

**SAUERSTOFF-
SÄTTIGUNG**

Zubehör und
Verbrauchsmaterial



**SPO₂ EINWEGSENSOR BABY-GR. MASIMO
3-20 KG SUB-D CORPULS³/CORPULS¹**

Einwegsensoren mit breitem Einsatzspektrum

ARE0058



**SPO₂ EINWEGSENSOR KINDER MASIMO
10-50 KG SUB-D CORPULS³/CORPULS¹**

Einwegsensoren als Alternative zu Artikel-Nummer
ARE0044

ARE0056



**SPO₂ EINWEGSENSOR ERW. UND KINDER
MASIMO > 30 KG SUB-D CORPULS³/CORPULS¹**

Einwegsensoren als Alternative zu Artikel-Nummer
ARE0041

ARE0054



**SPO₂ EINWEGS. BABY-GR. MASIMO 3-20 KG
MINDESTABNAHMEMENGE = 5 ST. RAINBOW
CORPULS³/CORPULS¹**

Einwegsensoren

Wichtig:

Nur kompatibel mit ARE0038

ARE0050



**SCHUTZHÜLLE UMLICHT FÜR MASIMO
RAINBOW-FINGERSENSOR
ARTIKEL-NR. ARE0043**

zur besseren Abschirmung des Fingersensors vor
Umgebungslicht

ARE0046

NICHTINVASIVE BLUTDRUCKMESSUNG

Zubehör und Verbrauchsmaterial



NIBD-ANSCHLUSSSCHLAUCH 2,50 M

zum Anschluss der NIBD-Manschette am Gerät



NIBD-ADAPTERSCHLAUCH 14 CM
FÜR EINWEG-MANSCHETTEN NEUGEBORENE

zum Anschluss der Einweg-Manschetten,
siehe Seite 7



NIBD-MANSCHETTE STANDARD ERWACHSENE
23-33 CM, FÜR CORPULS³ UND 08/16

am häufigsten verwendete Manschetten-Typ

Ausführung c3 (gewinkelt) – RD1402
Ausführung 08/16 (o. Abb.) – RD1401



NIBD-MANSCHETTE ERWACHSENER KLEIN,
OBERARMUMFANG 17-25 CM, FÜR CORPULS³
UND 08/16



NIBD-MANSCHETTE EXTENDED ERWACHSENE
OBERARMUMFANG 28-40 CM, FÜR CORPULS³
UND 08/16



NIBD-MANSCHETTE OBERSCHENKEL
ERWACHSENER, OBERSCHENKELUMFANG
38-50 CM, FÜR CORPULS³ UND 08/16

RD1410

ARE0107

RD14111

NICHTINVASIVE BLUTDRUCK- MESSUNG

Zubehör und
Verbrauchsmaterial



NIBD-MANSCHETTE KIND, OBERARMUMFANG
12-19 CM, FÜR CORPULS³ UND 08/16



NIBD-MANSCHETTE SÄUGLING, OBERARM-
UMFANG 8-13 CM, FÜR CORPULS³ UND 08/16

RD1407

RD14064



**NIBD-MANSCHETTE NEUGEBORENE,
OBERARMUMFANG 9.8-13.3 CM
FÜR CORPULS³ UND 08/16**

Abb. ähnlich

RD14063



**NIBD-EINWEG-MANSCHETTE NEUGEBORENE
GR. 1 OBERARMUMFANG 3-6 CM**

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

RD140665



**NIBD-EINWEG-MANSCHETTE NEUGEBORENE
GR. 2, OBERARMUMFANG 4-8 CM**

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

RD140666



**NIBD-EINWEG-MANSCHETTE NEUGEBORENE
GR. 3, OBERARMUMFANG 6-11 CM**

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

RD140667



**NIBD-EINWEG-MANSCHETTE NEUGEBORENE
GR. 4, OBERARMUMFANG 7-13 CM**

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

RD140668



**NIBD-EINWEG-MANSCHETTE NEUGEBORENE
GR. 5, OBERARMUMFANG 8-15 CM**

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

RD140669



**NIBD-KURZZEIT-MANSCHETTE 'SONDERM.
ERWACHSENER', OBERARMUMFANG 31-40 CM
(VE = 20 STÜCK) FÜR CORPULS³ UND 08/16**

kostengünstige Alternative zu Mehrweg,
wiederverwendbar max. 7 Tage.
Einfache Reinigung und Desinfektion

ARE1272
Obersch. Erw. 38-50 (o. Abb.) – ARE1274



**NIBD-KURZZEIT-MANSCHETTE 'ERWACHSENER',
OBERARMUMF. 23-33 CM
(VE = 20 STÜCK) FÜR CORPULS³ UND 08/16**

kostengünstige Alternative zu Mehrweg,
wiederverwendbar max. 7 Tage.
Einfache Reinigung und Desinfektion

ARE1270
Erw. klein 17-25 (o. Abb.) – ARE1269



**NIBD-KURZZEIT-MANSCHETTE 'KIND',
OBERARMUMFANG 12-19 CM
(VE = 20 STÜCK) FÜR CORPULS³ UND 08/16**

kostengünstige Alternative zu Mehrweg,
wiederverwendbar max. 7 Tage.
Einfache Reinigung und Desinfektion

ARE1268
Säugling 8-13 (o. Abb.) – ARE1269

CPR-FEEDBACK

Zubehör und Verbrauchsmaterial



corPatch CPR-Feedback Zwischenkabel

zur Verbindung des cpr-Einwegsensors mit der Patientenbox

ARE0028



CORPATCH CPR-FEEDBACK EINWEGSENSOR
ERWACHSENE UND KINDER > 20 KG

zur Unterstützung bei der HLW

ARE0029

CPR-FEEDBACK

Zubehör und
Verbrauchsmaterial



CO₂-ZWISCHENKABEL CORPULS³

zur Verbindung des CO₂-Sensors mit der Patientenbox

ARE0111



CO₂-SENSOR CORPULS³

kann nur in Verbindung mit dem Zwischenkabel Art.-Nr. ARE0111 benutzt werden

ARE0108

KAPNOMETRIE

Zubehör und Verbrauchsmaterial



CO₂-EINWEGADAPTER (HAUPTSTROM) CORPULS³

Endotrachealtubus, Hauptstrom

ARE0114



CO₂-NASAL-EINWEGADAPTER

zur Verwendung bei spontan atmenden Patienten

ARE0115



CO₂-NASAL/ORAL-EINWEGADAPTER

zur Verwendung bei spontan atmenden Patienten

ARE01163



CO₂-NASAL/ORAL-EINWEGADAPTER FÜR O₂-SONDE ADAPTIERBAR

zur Verwendung bei spontan atmenden Patienten

ARE0116



HALTER CO₂-SENSOR FÜR ZUBEHÖRTASCHE PAX

zur Arretierung des CO₂-Sensor in der Zubehörtasche

ARE00322



TEMPERATURSONDE OESOPHAGUS ERW.

zum Anstecken an die Patientenbox,
Einweg-Überzüge, siehe Art.-Nr. RD2013

RD2012



**ÜBERZÜGE FÜR WIEDERVERWENDBARE
TEMP.-OESOPHAGUS-/REKTALSONDEN**

RD2013



**ZWISCHENKABEL FÜR EINWEG-TEMPERATUR-
SONDEN/-SENSOREN**

zur Verbindung von Einwegsensoren am Gerät

ARE1246



HAUT-TEMPERATUR-EINWEGSENSOR

wird auf die Haut aufgeklebt,
Benötigt:
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246

ARE1250



**OHR-TEMPERATUR-EINWEGSONDE
FÜR ERWACHSENE**

Benötigt:
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246

ARE1248



**OHR-TEMPERATUR-EINWEGSONDE
FÜR PÄDIATRIE**

Benötigt:
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246, Abb. ähnlich

ARE1249

TEMPERATUR- UND INVASIV- MESSUNG

Zubehör und
Verbrauchsmaterial



**OESOPHAGUS-/REKTUM-TEMPERATUR-
EINWEGSONDE**

Benötigt:
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246

ARE1247



**IBD-ZWISCHENKABEL MIT GE/MARQUETTE-
BUCHSE**

Achtung: Bitte fragen Sie nach den aktuell
freigegebenen Transducer-Systemen!

ARE09035



**IBD-ZWISCHENKABEL MIT GE/MARQUETTE-
BUCHSE 2-FACH**

Achtung: Bitte fragen Sie nach den aktuell
freigegebenen Transducer-Systemen!

ARE09036



CORPULS³ LADEHALTERUNG DEFI 12V DC

Kabellänge 1,5 m
zur Montage im NEF, RTW, ITW mit
Anschlussstecker für Bordnetz

ARE0015



CORPULS³ LADEHALTERUNG DEFI OHNE STROMVERSORGUNG

zur Montage im NEF, RTW, ITW ohne
Anschlussstecker für Bordnetz!

ARE00155



CORPULS³ LADEHALTERUNG DEFI MIT MOLEXSTECKE

Kabellänge 2,0 m
diese Ladehalterung ermöglicht über ein Netzteil
(Art.-Nr. ARE01175) die Stromversorgung über 100 V
bis 260 V (AC)

ARE00156



LADEHALTERUNG CORPULS¹ 12-14 V DC

zur Wand- oder Fahrzeugmontage
ohne Anschlusskabel für Bordnetz
Benötigt:
Netzkabel für Bordnetz ARE1535

ARE1527



WANDHALTERUNG MONITOREINHEIT 12V DC

Kabellänge 1,5 m
in dieser Halterung kann sowohl die Kombination
Display- und Patientenboxeinheit, als auch die
Displayeinheit separat aufgehängt und geladen
werden

ARE0016



WANDHALTERUNG MONITOREINHEIT CORPULS³ MIT MOLEXSTECKER

Kabellänge 2,0 m
diese Ladehalterung ermöglicht über ein Netzteil
(Art.-Nr.) die Stromversorgung über 100 V bis 260
V (AC)

ARE0019



WANDHALTERUNG MONITOREINHEIT CORPULS³ OHNE STROMVERSORGUNG

zur Montage im NEF, RTW, ITW ohne Ladung!

ARE0017



HALTERUNG PATIENTENBOX CORPULS³ 12V DC

Kabellänge 1,5 m
zur Deckenmontage im Fahrzeug mit Lademög-
lichkeit z. B. bei Verlegungen

ARE0121

CORPULS^{3/1}
Halterungen



**HALTERUNG PATIENTENBOX CORPULS³
OHNE STROMVERSORGUNG**

zur Deckenmontage im Fahrzeug

ARE0122



**ADAPTER FÜR TRAGE STOLLENWERK
INKL. SCHRAUBENSET**

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die Befestigung an der Trage

ARE1204



**ADAPTER FÜR TRAGE STRYKER
INKL. SCHRAUBENSET**

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die Befestigung an der Trage

ARE1206



**ADAPTER FÜR TRAGE STRYKER KOPFTEIL INKL.
SCHRAUBENSET**

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die Befestigung an der Trage. Achtung: Nur adaptierbar bei Tragen mit Kopfteilverlängerung!

ARE1207



**ADAPTER FÜR TRAGE KARTSANA INKL.
SCHRAUBENSET**

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die Befestigung an der Trage

ARE1211



**ADAPTER (ABNEHMBAR) FÜR TRAGE
Ø19/22MM - SEITENBÜGEL INKL.
SCHRAUBENSET**

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die Befestigung an der Trage, flexibel zur einfachen Abnahme

ARE1214



**ADAPTER FÜR NORMSCHIENE
INKL. SCHRAUBENSET**

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die Befestigung an einer Normschiene

ARE1212



**AUFNAHME DEFIBRILLATOR-/SCHRITTMACHE-
REINHEIT CORPULS³ OHNE ADAPTER**

wird über einen Adapter (siehe Adapter auf dieser Katalog-Seite) an der jeweiligen Trage befestigt und nimmt das Komplettgerät corpuls³ auf

ARE0119



BODENADAPTER NEF

zur Befestigung der Ladehalterung im NEF z. B. auf dem Auszug. Er besteht aus zwei L-Adapter-Schienen

ARE0126



**BODENADAPTER HELIKOPTER ZUR
AUFNAHME DER LADEHALTERUNG CORPULS³,
SPEZIALANFERTIGUNG**

zur Befestigung des Gesamtgerätes im
Hubschrauber

ARE00153



ZWISCHENADAPTER 0816/CORPULS³

mit diesem Adapter passt die Ladehalterung
corpuls³ in die Standard Adapterplatte corpuls
08/16. Somit ist ein schneller Wechsel zwischen
beiden Geräten möglich

ARE0124



**ZWISCHENADAPTER FÜR HALTERUNG
MONITOREINHEIT AUF TRAGENADAPTER**

hierüber lässt sich die Monitoreinheit separat oder
mit Patientenbox an der jeweiligen Trage befesti-
gen. Es wird zusätzlich der jeweilige Adapter für
Ihre Trage benötigt

ARE01253



**WANDADAPTER NORMSCHIENE FÜR
HALTERUNG MONITOREINHEIT**

zur Befestigung der Monitorhalterung an einer
Normschiene z. B. im Flugzeug

ARE0136



SCHRAUBADAPTER FÜR NORMSCHIENE

zur Befestigung an der Dräger-Normschiene

KH016



SCHWENKADAPTER MONITOREINHEIT 60°

Schwenkmodul für Halterungen der Monitorein-
heit. Der maximale Ausschwenkwinkel beträgt
60°. Je nach Montage ist ein Ausklappen nach
links oder rechts möglich (Abb. mit Monitorhalte-
rung, nicht enthalten)

ARE0128



SCHWENKADAPTER MONITOREINHEIT 35°

Schwenkmodul für Halterungen der Monitor-
einheit. Der maximale Ausschwenkwinkel beträgt
35°. Je nach Montage ist ein Ausklappen nach
links oder rechts möglich

ARE0129



**ADAPTER LADEHALTERUNG CORPULS³/DOP-
PELNORMSCHIENE 200 MM (SATZ À 2 STÜCK)**

zur Befestigung auf der Normschiene
Model Hessen

200 mm – ARE0142

160 mm – ARE0144

CORPULS^{3/1}
Halterungen



**LADEHALTERUNG CORPULS¹ MIT ADAPTER
ZUR LADEHALTERUNG CORPULS³ INKL.
LADUNG**

hierüber lässt sich der corpuls¹ einfach in eine
Ladehalterung des corpuls³ hängen bei gleichzei-
tiger Ladung

ARE1537



**BORDNETZKABEL MIT 12 V-STECKER UND
MAGNETSTECKER**

ermöglicht das direkte Laden der Module über 12 Volt

ARE01176



NETZTEIL 120 W MIT GS-MAGNETSTECKER

hiermit können sowohl Einzelmodule als auch das Gesamtgerät über 230 Volt geladen werden.
Benötigt: Netzkabel 1,8 m Art.-Nr. ARE0118!

**Netzteil (einzeln) – ARE0117
Netzteil mit Netzkabel – ARE00157**



NETZTEIL 120 W MIT MOLEXSTECKER

hieran können alle Artikel mit dem Molexstecker verbunden, z.B. ARE00156 und über 230 Volt geladen werden.
Benötigt: Netzkabel 1,8 m Art.-Nr. ARE0118!

**Netzteil (einzeln) – ARE01175
Netzteil mit Netzkabel – ARE00158**



**NETZKABEL 1,8 M MIT SCHUKOSTECKER
FÜR NETZTEIL CORPULS³**

wird für die Netzteile Art.-Nr. ARE0117 und ARE01175 benötigt

ARE0118



**NETZKABEL 1,5M FÜR LADEKONSOLE
AUF BORDNETZ, CORPULS¹**

wird für die Ladehalterung corpuls¹ Art.-Nr. ARE1527 benötigt

ARE1535

CORPULS^{3/1}

Stromversorgung
Zubehör



**THERAPIESTAMMKABEL FÜR CORPULS³
DEFIBRILLATOR TYP SLIM UND CORPULS¹**

zum Anschluss von corPatch easy Elektroden
ARE02001 oder ARE02101
Alternativ:
corPatch easy pre-connected Art.-Nr. ARE1520

RE2131



ADAPTERKABEL 08/16 AUF CORPATCH EASY

zum Anschluss von corPatch easy Elektroden
ARE02001 oder ARE02101 am corpuls 08/16
Benötigt: Abdeckung-Paddelhalter mit Testa-
dapter Art.-Nr. RD01036 (o. Abb.)

RD04101

CORPULS^{3/1}

Adapterkabel



**ADAPTER ÜBUNGSPUPPE LAERDAL/AMBU
CORPULS³**

Puppenadapter für Trainingszwecke, adaptierbar an Laerdal und Ambu

ARE1236



EKG-SIMULATOR PHANTOM 320

mit dem Phantom 320 können Sie unter anderem Sinusrhythmen, 7 supraventrikuläre und 9 ventrikuläre Arrhythmien simulieren

HA165



CORVIEW2 BASISVERSION PC

eine lokale PC-Datenbanklösung, die alle im corpuls³ gespeicherten Daten zusammenführt

SW003



CORPULS.WEB

professionelle Telemetrielösung zur Übertragung sämtlicher Parameter als LIVE-Stream an Krankenhäuser, etc.

TM001



**DEFI-TESTBOX FÜR CORPULS³
UND CORPULS¹**

zur schnellen Überprüfung der Defizienz und der EKG-Kabel

RE2129



EKG-KABELTESTER

zur Überprüfung der 4- und 6-pol. EKG-Kabel

RE2128

CORPULS³

Schulungsmaterial
Software
Gerätecheck



SAUERSTOFFSÄTTIGUNG MASIMO RAINBOW

hohe Messgenauigkeit auch bei Bewegung und schlechter Perfusion, erweiterbar durch verschiedene Messparameter


Typ SpO₂ – ARE00881
Typ SpO₂, SpCO, SpMet – ARE00882
Typ SpO₂, SpCO – ARE00883
Typ SpO₂, SpCO, SpMet, SpHB – ARE00884



NICHTINVASIVE BLUTDRUCKMESSUNG

für Erwachsene bis zum Frühgeborenen.
Messungen auch während des Transports!

ARE0005



CO₂-MESSUNG, HAUPTSTROMVERFAHREN

neuartige Hauptstrom-Technologie. Verfahren auch bei nicht-intubierten Patienten möglich

ARE0006



TEMPERATURMESSUNG (15,1 °C-45,9 °C) 2-KANAL

Kerntemperaturmessung invasiv und die Hautoberfläche sind gleichzeitig messbar

ARE0007



INVASIVE BLUTDRUCKMESSUNG (2/4 KANAL)

umfassendes Intensiv-Monitoring durch bis zu vier Kanäle IBP. Gleichzeitige Messung des arteriellen, venösen und Gehirndrucks möglich


ARE0008



EKG-VERMESSUNG UND EKG-INTERPRETATION

umfangreiche Ergebnisse werden im Ausdruck übersichtlich in Tabellen dargestellt und auf Wunsch wird eine Therapieempfehlung ausgegeben

ARE00086



FAX/E-MAIL FLATRATE FÜR CORPULS³ ÜBER GPRS

Übertragung von Ruhe-EKG und Parameter an ein beliebiges Faxgerät oder als PDF an eine Mail-Adresse

TM003



CPR-FEEDBACK-SYSTEM

Während der Reanimation erhält der Anwender wichtige Informationen über die Qualität der aktuellen Thoraxkompressionen in Form von akustischen und optischen Meldungen

ARE0850



INTEGRIERTER BLUETOOTH-ADAPTER

zur Kommunikation mit externen Geräten.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
unseren Vertrieb

ARE0838

CORPULS³

Optionen



SCHOCKLÖFFELHALTER CORPULS³
1 PAAR INKL. VERBINDUNGSKABEL

zum Anschluss von Schocklöffeln

ARE0930



Y-ADAPTERKABEL - SCHOCKLÖFFELHALTER
(KOMPATIBEL CORPULS¹ / CORPULS³)

zum Anschluss des Schocklöffelhalter
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

ARE0932



SCHOCKLÖFFEL-ELEKTRODE GRÖSSE A
11,00 CM², CORPULS³

zum Anschluss von Schocklöffeln
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

ARE0932



SCHOCKLÖFFEL-ELEKTRODE GRÖSSE B
18,25 CM², CORPULS³

zum Anschluss von Schocklöffeln
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

ARE0934



SCHOCKLÖFFEL-ELEKTRODE GRÖSSE C
46,60 CM², CORPULS³

zum Anschluss von Schocklöffeln
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

ARE0936



**ADAPTER FÜR KRANKENHAUSBETT/
NORMSCHIENE INKL. SCHRAUBENSET**

zur Befestigung des Gerätes am Krankenhausbett

KH008



BETTENADAPTER FÜR KRANKENHAUSBETT
180 MM INKL. SCHRAUBENSET

zur Befestigung des Gerätes am Krankenhausbett

KH019

CORPULS CPR

Zubehör



**CORPULS CPR-STEMPEL
ERWACHSENER - GRÖSSE L/XL**

für Patienten mit großer Thoraxhöhe



**CORPULS CPR-STEMPEL
ERWACHSENER - GRÖSSE S/M**

für Patienten mit geringer Thoraxhöhe.



SD-KARTE CORPULS'/CCPR

zur Speicherung der Einsatzdaten

ARE3015



GURTSYSTEM CORPULS CPR

zur Fixierung des Patienten bei laufender Therapie auf einer Fahrtrage oder einem Spineboard.

Optional ergänzbar mit Handschlaufen (ARE3051)

ARE3050

ARE3016



**HANDSCHLAUFEN FÜR GURTSYSTEM
CORPULS CPR**

zur Fixierung der Hände des Patienten am Gurtsystem (ARE3050)

ARE3051

ARE1516



BEFESTIGUNGSGURTE RECBOARD

Befestigungsgurte mit magnetischer Verriegelung, um das Recboard (ARE3065) an einer Fahrtrage oder einem Spineboard zu befestigen. (4 Stk. benötigt)

ARE3067

CORPULS CPR

Zubehör



QUADBOARD CORPULS CPR

röntgentransparentes Therapieboard für den innerklinischen Einsatz.



RECBOARD CORPULS CPR

robustes und röntgentransparentes Therapieboard für den präklinischen Einsatz.

CORPULS CPR Zubehör

ARE3060



TRAGETASCHE/RUCKSACK FÜR CORPULS CPR UND QUADBOARD/RECBOARD

zur Aufbewahrung und Transport des Corpuls cpr. Bietet Platz für sämtliches Zubehör. Im Lieferumfang nicht enthalten: Rucksack- und Tragegurte

ARE3110

ARE3065



RUCKSACKGURTE FÜR TRAGETASCHE/RUCKSACK (ARE3110)

sehr guter Tragekomfort

ARE3115



TRAGEGURT FÜR TRAGETASCHE/RUCKSACK (ARE3110)

sehr guter Tragekomfort

ARE3116



NETZTEIL CORPULS CPR MIT ROPD-STECKER (100-250 VAC)

im Lieferumfang nicht enthalten: Netzkabel (ARE0118)

ARE3080



L2R ZUGANG FÜR CORPULS³ SCHULUNGEN (KOSTENLOS)

Anmeldung unter <https://l2r.de>



L2R GRUNDEINWEISUNG

Inhalt der Schulung:

- Verwaltung Grundsystem
- Verwaltung Benutzer
- Aufbau Inhaltestruktur
- Lerninhalte erstellen/freigeben/zuordnen
- Übersicht Berichtsfunktion

EL040



L2R ZUGANG MIT ORGANISATIONSBEREICH

mit eigener Nutzer- und Inhaltsverwaltung

- Zentrale Schulungsorganisation
- Eigene Lerninhalte
- Informationsmanagement
- Benachrichtigungen
- Tests
- Berichte

EL002



L2R ANPASSUNG SEITENDESIGN

Grafische Anpassung Ihres Grundsystem an das visuelle Erscheinungsbild der Organisation.

- Übernahme Organisationslogo
- Anpassung Farblayout anhand Vorgabe
- Anordnung Layout bei Standardmodulen

EL030

L2R

Lernplattform
Software




L2R TRAFFIC PLUGIN

einfaches Verkehrsinformationssystem zur Benachrichtigung der Nutzer auf Basis von L2R.

- Zentrale Einstellung von Verkehrsinformationen
- Zentrale Einstellung von Veranstaltungen
- Automatische Benachrichtigungen der Nutzer
- Berichte
- Umleitungsmanagement

EL080





COMPACTFLASH®-KARTE 2.0 GB CORPULS³

zur Speicherung der Einsatzdaten

RD0304255



SD-KARTE CORPULS¹/CCPR

zur Speicherung der Einsatzdaten

ARE1516



COMPACTFLASH®-KARTENLESEGERÄT

zum Auslesen der Einsatzdaten am PC
inkl. USB-Anschlusskabel

RD0306

CORPULS^{3/1}

weiteres
Zubehör



INHALT

A

Adapter für Trage Kartsana	15
Adapter für Trage Stollenwerk	15
Adapter für Trage Stryker	15
Adapter für Trage Ø19/22mm	15
Adapter für Normschiene	15
Adapter Ladehalterung	16
Adapterkabel Corpuls 08/16	19
Adapter Übungspuppe Laerdal/Ambu	20
Aufnahme Defi.-/Schrittmachereinheit	15

D

Defi-Testbox	20
--------------	----

G

Gebrauchsanweisung	4
--------------------	---

B

Bettenadapter	23
Bodenadapter NEF	15
Bodenadapter Helikopter	16
Bordnetzkabel 12V auf Magnetstecker	18

E

EKG-Elektroden	2-3
EKG-Kabel	2
EKG-Kabel Neugeborene/Kleinkinder	4
EKG-Kabeltester	20
EKG-Papier	2
EKG-Simulator	20
EKG-Vermessung/Interpretation	21
Elektrodeneinschubschiene	4

H

Halterung Patientenbox	14-15
Halter CO ₂ -Sensor Zubehörtasche	11
Haut-Temperatur-Einwegsensor	12

C

corPatch easy Erwachsene	2
corPatch easy Erwachsene (pre-connected)	2
corPatch easy Kleinkinder/Pediatric	2
CompactFlash-Karte	28
CompactFlash-Kartenlesegerät	28
CO ₂ -Zwischenkabel	11
CO ₂ -Sensor	11
CO ₂ -Adapter	11
CO ₂ -Messung	21
corView2 Software	20
corpuls.web Software	20
CPR-Feedback Zwischenkabel	10
CPR-Feedback Sensor	10
CPR-Feedback-System	21
CPR-System	24-25

F

Fax/E-Mail Datenübertragung	21
-----------------------------	----

I

IBD-Zwischenkabel	12-13
Integrierter Bluetooth-Adapter	22
Invasive Blutdruckmessung	21

K

Kabelrechen	2
Kapnometrie	11
Kordel für Reißverschluss	5
Krankenhaus	23

O

Ohr-Temperatur-Sonden	12
-----------------------	----

T

Telemetrie (Datenübertragung)	20-22
Temperatursonden	12
Temperatursonden Überzüge	12
Temperaturmessung	21
Therapiestammkabel	19
Tragegurt	4

L

Ladehalterungen	14,17
Lernplattform	26-27
Lollies	o. Abb.

P

Papier	2
--------	---

W

Wandhalterungen	14
Wandadapter	16

N

Netzteile	18,25
Netzkabel	18
Nichtinvasive Blutdruckmessung	21
NIBD-Manschetten	8-9
NIBD-Schläuche	8

S

Sauerstoffsättigung	21
Schocklöffelhalter	23
Schocklöffel-Elektrode	23
Schraubadapter Normschiene	16
Schutzfolie	4
Schutzhülle (Fingersensor)	7
Schwenkadapter	16
SD-Karte	24,28
Software	20
SpO2 Zwischenkabel	6
SpO2 Sensoren (Einweg/Mehrweg)	6-7

Z

Zubehörtaschen	4-5
Zwischenkabel CPR	10
Zwischenkabel CO2	11
Zwischenkabel IBD	12
Zwischenkabel SpO2	6
Zwischenkabel Temperatur	12
Zwischenadapter	16

Hans Peter Esser GmbH • Cliev 4 • 51515 Kürten-Herweg
Fon 02207. 76 05 • Fax 02207. 42 36
info@defi-esser.de • www.defi-esser.de